



1 Objectifs

Décrire les modalités d'accès aux différents manuels de prélèvement du Laboratoire et de quelques laboratoires sous-traitants, qui sont disponibles sur Internet. Pouvoir consulter les manuels de prélèvement et les documents annexes des sous-traitants.

2 Responsabilités

La prise en charge de ces examens concerne : les secrétaires, les biologistes et les techniciens.

3 Domaine d'application

3.1 Manuel de prélèvement du Laboratoire


Pour accéder au manuel de prélèvement du Laboratoire, il faut aller sur Internet : taper l'adresse en haut de la page d'accueil internet explorer <http://gcsb.manuelprelevement.fr/>

Sur le site du CHAL, Cliquer sur « Favoris », sélectionner « Liens INTRANET » puis aller sur « GCS Biologie-Manuel de prélèvement ».

Sur le site des HDL, Se positionner sur « INSIDE » puis sur « MANUEL PRELEVEMENT GCS BIOLOGIE »


Sur le site des HDPMB, Cliquer sur « Portail intranet », « infos pratique » puis aller sur « Laboratoire – Livret de prélèvement-GCS Biologie »

Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez rechercher l'examen en tapant l'analyse dans la barre de recherche :






Sélectionner l'examen souhaité.



The screenshot shows the website interface with a search bar containing 'nfs'. The search results are displayed in a list, with the first result being 'NUMERATION FORMULE PLAQUETTES'. This result is highlighted with a red box. Below the search bar, there is a section titled 'RAPPEL : ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES DE SANG - 04-04-2019' and a list of links for 'Organisation des laboratoires', 'Préconisations pour les professionnels', 'Mode d'emploi des dispositifs de prélèvement pour gaz du sang', and 'Préconisations pour le patient'.

Une fois l'analyse choisie, on y trouve tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de l'examen :

- Le contenant (tubes, pots,...)
- Le délai de rajout à partir de l'heure du prélèvement
- Les interférences (hémolyse,...)
- Les autres examens réalisables



The screenshot shows the website interface with the 'NUMERATION FORMULE PLAQUETTES' exam selected. The details are displayed in a table format:

FICHE EXAMEN NUMERATION FORMULE PLAQUETTES Révisé le 27/02/2020 12:08:22	
Nom de l'examen	NUMERATION FORMULE PLAQUETTES
Délai de rajout à partir de l'heure du prélèvement	8 heures à température ambiante ou 2-8°C
Laboratoire exécutant	GCS SITE
Jour de réalisation / Délai de réponse	J0 Délai maximum de rendu de l'analyse : 3 heures (en l'absence de contrôle de formule sur frottis) En garde, les formules ne sont réalisées qu'en cas d'extrême urgence (suspicion de leucémie aiguë...)
Synonymes	NUMERATION FORMULE SANGUINE HEMOGRAMME NFP NFS HB PLAQUETTES VGM HEMATOCRITE NUMERATION SANGUINE
Spécialité	HÉMATOLOGIE




3.2 Manuel de prélèvement de Biomnis

Pour accéder au manuel de prélèvement de Biomnis, il faut aller sur Internet.

Aller sur le site Biomnis en entrant l'adresse web du site (<https://www.biomnis.com/services/referentiel-des-examens/>). Ce lien peut être ajouté dans les « Favoris ».

Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez rechercher l'examen :

- Soit en écrivant le **nom de l'analyse** dans l'onglet « mot-clef »
- Soit en sélectionnant **l'initiale de l'analyse recherchée**, puis en cliquant dans la liste qui s'affiche à droite.



eurofins Biomnis

Accueil Eurofins Biomnis Spécialités Services Ressources Biomnis Live Examinés

Services

- Référentiel des examens
- Liste des allergènes IgE
- Tests dynamiques
- Documents requis
- Transport des prélèvements
- Découvrez Biomnis Connect

Référentiel des examens de biologie médicale

Vous entrez dans le **Référentiel** des examens de biologie médicale Eurofins Biomnis destiné à nos correspondants nationaux.

Mis à jour en temps réel, le **référentiel** vous permet d'accéder directement aux informations relatives à toutes les analyses proposées par le laboratoire : pré-analytique, technique de dosage, intérêt clinique, cotation...

Biomnis Connect
Votre espace client personnalisé

Guide des examens Eurofins Biomnis
Version disponible en téléchargement
📄 Applicable au 1er Mars

Secrétariat médical
Téléphone : 01 49 59 16 16
Fax : 01 49 59 17 98
Email : secretairemedical@biomnis.com
Semaine : 7h30-18h30 et Samedi : 7h30-13h00

International
Accédez au référentiel destiné à nos correspondants internationaux francophones
📄 **Référentiel des examens version Internationale**

Rechercher un examen

Par mot-clef

Par code Biomnis

Par spécialité
Choisir une spécialité ▼

Par initiale
Choisir une lettre ▼

Rechercher un examen >

1531 examens (hors allergènes)

- Abacavir - plasma (ABACA)
- ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - liquide de ponction (CEAD)
- ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - sérum (CEA)
- Acebutolol - sérum (ACEBS)
- Acépromazine - sérum (ACEP)
- Acétone - médecine du travail - urines (ACETU)
- Acétone - sang total (ACETO)
- Acétylcholinestrase - liquide amniotique (ACOLA)
- Aciclovir - plasma (ACICL)
- Acide arginosuccinique - plasma (AARGI)
- Acide arginosuccinique - urines (AARGU)
- Acide butoxyacétique - urines (BTXU)
- Acide citrique - plasma séminal (CITSP)
- Acide citrique - sérum (CIT)
- Acide citrique - urines (CITU)
- Acide clavulinique - Sérum (CLAVU)
- Acide delta aminolévulinique - urines (ALAU)
- Acide éthoxyacétique - urines (ETHOU)



Sélectionner l'examen souhaité. Les conditions de prélèvement et de traitement pré-analytique des tubes apparaissent.



On retrouve également un lien vers les documents obligatoires tels que :

- Les **fiches de renseignements cliniques**
- Les **attestations de consultation et de consentement**




Il est possible d'imprimer ses feuilles pour les mettre à disposition des services de soins.



3.3 Manuel de prélèvement des Hospices Civils de Lyon (HCL)

Pour accéder au manuel de prélèvement des HCL, il faut aller sur Internet.

Aller sur le site des HCL en entrant l'adresse web du site (<http://biobook.chu-lyon.fr/Home>). Ce lien peut être ajouté dans les « Favoris ».


Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez rechercher l'examen :

- Soit en écrivant le **nom de l'analyse** dans l'onglet « examen recherché »
- Soit en utilisant la rubrique « **recherche avancée** ».




Sélectionner l'examen souhaité. On peut voir le type de tubes nécessaires (1), les conditions de prélèvement (2).

Attention : Pour connaître les conditions de prétraitement et d'acheminement il faut cliquer en bas du pavé analytique sur l'onglet bleu conservation et prétraitement (3).




Cela ouvre une fenêtre explicitant les conditions de prétraitement :

(Exemple ci-dessous : centrifuger dès réception, décanter congeler <1h à -20° et acheminer congelé)

	Température	Délai maximum
Conservation pré-analytique	-20 °C	1 heure
Conservation post-analytique	-20 °C	2 semaines

Il y a aussi un lien vers les documents obligatoires (4) tels que :



Les fiches de renseignements cliniques
- Les attestations de consultation et de consentement

Il est possible d'imprimer ses feuilles pour les mettre à disposition des services de soins.


3.4 Manuel de prélèvement du CHU de Grenoble

Pour accéder au manuel de prélèvement du CHU de Grenoble, il faut aller sur Internet.

Aller sur le site du CHU de Grenoble en entrant l'adresse web du site (https://www.monkiosquesante.org/KS_EXP/LivretBio/). Ce lien peut être ajouté dans les « Favoris ».

Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez rechercher l'examen :

- Soit en écrivant le **nom de l'analyse** dans l'onglet « recherche simple »
- Soit en utilisant la rubrique « **recherche avancée** ».

Sélectionner l'examen souhaité. Cliquer sur les menus déroulants pour voir apparaître les conditions de prélèvement et de traitement pré-analytique des tubes.

Nom de l'examen : Immunophénotypage du sang - syndrome lymphoprolifératif				Imprimer / Tout déplier
Laboratoire				
Examen				
Prélèvement et conditions d'acheminement				
* Tous les conditionnements présentés sont requis				
Nature de prélèvement	Nombre de conditionnement	Quantité minimale	Quantité optimale	
Sang veineux	1 x Tube bouchon MAUVE, 5 ml- v. 4 ml (EDTA)		4 ml	
Examens réalisés sur le même conditionnement : tous les examens d'immunophénotypage en CMF				
Instructions de prélèvement - préparation du patient : Conservation à t° ambiante.				
Conditions de transport et délai d'acheminement au laboratoire : Délai d'acheminement : Envoi dans la 1/2 journée. Délai maximum de 24h entre prélèvement et réception. Température d'acheminement : 18°C - 30°C Transport par : Pneumatique Milieu de transport : Si conditions non remplies : séparation sur MSL et congélation en DMSO à -80°C ou -196°C. Transport dans la carboglace.				
Jour(s) de réception de l'examen : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi				
Jour(s) de réalisation de l'examen : Tous les jours ouvrés Contraintes horaires pour la réception des prélèvements : - réception avant 15h du lundi au vendredi: analyse faite le jour même - réception après 15h du lundi au jeudi: analyse faite le lendemain - réception après 15h le vendredi et veilles de jours fériés: analyse non réalisée, sauf urgence et après entente avec le biologiste.				
Accord préalable ?	Sur rendez-vous ?	Réalisable en garde ?	Réalisable en urgence ?	
Non	Non	Non	Non	
Instructions				
Prise en charge technique au laboratoire				
Cotations (Valeur du B/BHN : 0,27€) (Valeur du PHN/AHC : 0,28€) \$ coût variable, inconnu à l'enregistrement, car dépendant des résultats initiaux de l'examen				
Compositions				

Dans le volet déroulant « Instructions » se trouve un lien vers les documents obligatoires dans tels que :

- Les fiches de renseignements cliniques
- Les attestations de consultation et de consentement



Il est possible d'imprimer ses feuilles pour les mettre à disposition des services de soins.




3.5 Manuel de prélèvement de l'hôpital d'Annecy

Pour accéder au manuel de prélèvement du CHANGE (Centre hospitalier Annecy Genevois), il faut aller sur Internet.

Aller sur le site du CHANGE en entrant l'adresse web du site (<http://change.manuelprelevement.fr>). Ce lien peut être ajouté dans les « Favoris ».


Vous arrivez alors sur cette page où vous pouvez rechercher l'examen en tapant l'analyse dans la barre de recherche :



The screenshot shows the homepage of the CHANGE website. On the left is a sidebar with navigation links: Accueil, Présentation, Examens, Laboratoires, Actualités, and Documents. Below the sidebar is the VISKALI logo and version information (Version: V1.12, Date d'application: 04/06/2020). The main content area has a header with the CH Annecy Genevois logo and a welcome message. Below the header is a search bar with the text 'Quel examen recherchez-vous ?' and a 'Rechercher' button. There are also links for 'Connexion', 'Voir la présentation', and '+ Recherche avancée'. The main content area is divided into three columns: 'ACTUALITÉS' (featuring ARGANOVA - 05-08-2020), 'DOCUMENTS' (listing various documents like 'Je cherche des informations sur le laboratoire', 'Je dois faire des analyses', etc.), and 'MISE À JOUR' (listing updates for 'RECHERCHE DE PLASMODIUM (PALUDISME)' dated 07.08.2020).

Une fois l'analyse choisie, on y trouve tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de l'examen :

- Le contenant (tubes, pots,...)
- Le délai de rajout à partir de l'heure du prélèvement
- Les interférences (hémolyse,...)
-



The screenshot shows the 'FICHE EXAMEN' page for '5 NUCLEOTIDASE'. The page has a sidebar with navigation links: Accueil, Présentation, Examens, Laboratoires, Actualités, and Documents. Below the sidebar is the VISKALI logo and version information (Version: V1.12, Date d'application: 04/06/2020). The main content area has a header with the CH Annecy Genevois logo and a 'Retour' button. Below the header is a search bar with the text 'Quel examen recherchez-vous ?' and a 'Rechercher' button. The main content area is divided into two columns: 'EXAMEN' (featuring '5 NUCLEOTIDASE') and 'PRELEVEMENT ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT' (featuring 'SANG'). The 'EXAMEN' section includes details about the enzyme, its indications, and frequency. The 'PRELEVEMENT ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT' section includes details about the sample type, collection material, volume, and transport conditions.



GCS GHT Léman Mont
Blanc
LABORATOIRE
558, Route de Findrol BP
20500
74130 Contamine sur Arve

Accès au manuel de prélèvement du Laboratoire et de nos sous-traitants


Ref : GCSC2-INS012 V02
Version : 02
Applicable le : 05-01-2021



3.6 Manuel de prélèvement de CHAMBERY

Pour accéder au manuel de prélèvement du laboratoire de Chambéry, il faut aller sur Internet.

Aller sur le site du manuel de prélèvement en entrant l'adresse web du site (<https://chms.manuelprelevement.fr>). Ce lien peut être ajouté dans les « Favoris ».



3.7 Manuel de prélèvement de l'EFS Rhône Alpes

Accès au manuel de prélèvements Rhône Alpes

Ouvrir internet et copier dans la barre en haut l'adresse suivante :

<https://www.efs.sante.fr/sites/institut/files/2017-09/manuel%20de%20pr%C3%A9%20levement%20et%20annuaire%20des%20laboratoires%20V7.pdf>

Cela donne accès au manuel en application à l'EFS de Contamine/Arve qui est celui de Rhône Alpes. Ce n'est pas un manuel interactif mais un pdf : les examens sont de la page 16 à la page 33